

Untersuchung

Probenmaterial

Transportsystem

Urogenitaltrakt

Pathogene Erreger (Kultur)
Pilzkultur
Gardnerella vaginalis
Neisseria gonorrhoeae Kultur
Gruppe B Streptokokken

Diverse Abstriche
 Ejakulat

(Draht-)Abstrichtupfer mit Amies
 Transportmedium
 Steriles Röhrchen



Chlamydia trachomatis PCR
Mycoplasma genitalium PCR
Neisseria gonorrhoeae PCR
Trichomonas vaginalis PCR

Diverse Abstriche
 Ejakulat

Alinity multi collect
 Steriles Röhrchen



Mycoplasma hominis
Ureaplasma urealyticum

Diverse Abstriche
 Ejakulat

Mycoplasma R1
 Steriles Röhrchen



HPV high risk PCR

Zervikalabstrich

Alinity cervi collect



HSV-1,-2 PCR
VZV PCR

Abstrich Läsion

eSwab rosa


Harn

Pathogene Erreger (Kultur)
Pilzkultur

Mittelstrahl
 Einmalkatheter
 Dauerkatheter
 Blasenpunktion
 Urostoma

Röhrchen mit Stabilisator (grün)
 Röhrchen ohne Stabilisator (gelb),
 wenn weniger als 10 ml



Chlamydia trachomatis PCR
Mycoplasma genitalium PCR
Neisseria gonorrhoeae PCR
Trichomonas vaginalis PCR

Erststrahlharn

Röhrchen ohne Stabilisator
 Alinity multi collect



Mycoplasma hominis
Ureaplasma urealyticum

Erststrahlharn

Röhrchen ohne Stabilisator



Untersuchung

Probenmaterial

Transportsystem

Respirationstrakt
Pathogene Erreger (Kultur)
Hämolsierende Streptokokken
Pilzkultur

 Diverse Abstriche
 Sputum

 (Draht-)Abstrichtupfer mit Amies
 Transportmedium
 Steriles Röhrchen

SARS-CoV-2 PCR
Influenza A, B PCR
RSV PCR

Abstrich Nase, Rachen

eSwab rosa


Bordetella pertussis PCR

 Abstrich nasopharyngeal
 Abstrich Rachen

 eSwab blau
 eSwab rosa

Stuhl
Salmonella, Shigella, Campylobacter,
Yersinia, EHEC, Noro-, Rota-, Adenovirus,
Pilze, Wurmeier, Parasiten, Clostridioides
difficile, Helicobacter pylori

ca. haselnussgroße Stuhlprobe

Stuhlgefäß


Enterobius vermicularis (Oxyuren)

Morgendlicher Analabklatsch

 Klebestreifen transparent auf
 Objektträger

Sonstige Proben
Pathogene Erreger (Kultur)
Pilzkultur

 Diverse Abstriche
 Punktate

 (Draht-)Abstrichtupfer mit Amies
 Transportmedium
 Steriles Röhrchen

HSV-1, -2 PCR
VZV PCR

Abstrich Läsion

eSwab rosa


Dermatophyten

 Hautschuppen
 Nagelgeschabsel
 Haare inkl. Wurzel

MycoTrans

